

Кроличье Поликлональное Антитело Против Htr4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13639

Артикул: CM0025207



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий серотониновый рецептор 4 (HTR4). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белкам. Идеально для исследований в нейронауках, кардиоваскулярной биологии и изучения сигналинга GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HTR4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	5-HT4; 5-HT4R; HTR4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3360
GeneID	3360
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-384 человеческого HTR4 (NP_000861.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13639
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом