


Кроличыи Поликлональные Антитела К Htra2 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa — O43464

Артикул: CM0014230



введение

Кроличыи поликлональные антитела к сериновой протеазе HTRA2 (OMI/PARK13) человека, подходящие для применения в методах WB, IHC-P, IP и ELISA. Перекрестно реагируют с антигенами мыши и крысы. Полезны для исследований апоптоза и болезни Паркинсона. Uniprot O43464.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к HTRA2
Примечания/Синонимы	OMI; MGCA8; PARK13; PRSS25; HTRA2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27429
GeneID	27429
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 334-458 HTRA2 человека (NP_037379.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43464
Молекулярная масса белка	49 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом