

Моноклональное Антитело Против Человеческого Agtr2 Для Проточной Цитометрии - P50052

Артикул: CM0010704



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , нацеленное на человеческий AGTR2 (рецептор AT2) для проточной цитометрии. Подходит для исследований сердечно-сосудистой системы и клеточной сигнализации. Перекрестно реагирует с человеческим AGTR2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Моноклональное антитело Rabbit anti-Human AGTR2
Примечания/Альтернативные названия	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	186
GeneID	186
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-45 человеческого AGTR2 (NP_000677.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P50052
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия отгрузки	В пакете со льдом