


Кроличыи Поликлональные Антитела К Человеческому Альбумину Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02768

Артикул: CM0018334



введение

Кроличыи поликлональные антитела CamelBio к человеческому альбумину валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белками. Поддерживают исследования функции альбумина, транспорта цинка и связывания лекарственных препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Альбумин кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Альбумин
Вид	Человек
GeneID (человек)	213
GeneID	213
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-609 человеческого альбумина (NP_000468.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02768
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка со льдом