

Моноклональное Антитело Против Человеческого B7-H2/Cd275 (Icosl) () Для Проточной Цитометрии - O75144

Артикул: CM0004414



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий B7-H2/CD275 (лиганд ICOS), валидировано для проточной цитометрии. Идеально для исследований костимуляции Т-клеток и иммунных контрольных точек. Реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-Человеческое B7-H2/CD275 mAb
Примечания/Альтернативные названия	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23308
GeneID	23308
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75144
Молекулярная масса белка	20кДа/33кДа34кДа
Условия доставки	В пакете со льдом