

Моноклональное Антитело Против Человеческого B7-H2/Cd275 Для Fc - O75144

Артикул: CM0008633



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого B7-H2/CD275 (ICOSLG), валидировано для проточной цитометрии. Подходит для исследований костимуляции Т-клеток и иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-Человеческое B7-H2/CD275 mAb
Примечания/Альтернативные названия	ICOSLG; B7-H2; B7H2; B7RP-1; B7RP1; CD275; GL50; ICOS-L; ICOSL; LICOS; лиганд ICOS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23308
GeneID	23308
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-256 человеческого B7-H2/CD275 (NP_056074.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75144
Молекулярная масса белка	20кДа/33кДа/34кДа
Условия доставки	В пакете со льдом