


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd100/Sema4D () Для Иф/Ицц И Пц - Q92854

Артикул: CM0010698



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого семафорина-4D (CD100/SEMA4D), для применения в иммунофлуоресценции (ИФ/ИЦЦ) и проточной цитометрии (ПЦ). Это антитело распознает человеческий SEMA4D, рецептор клеточной поверхности, регулирующий развитие нейронов и иммунные ответы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого CD100/SEMA4D
Примечания/Псевдонимы	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMA; coll-4; семафорин-4D
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10507
GeneID	10507
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-734 человеческого семафорина-4D/CD100 (NP_006369.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦЦ, ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92854
Молекулярный вес белка	82кДа/96кДа
Доставка	Сумка-холодильник