

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd105/Endoglin Для Проточной Цитометрии — P17813

Артикул: CM0009725



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD105/Endoglin для прямой проточной цитометрии. Нацелено на внеклеточный домен, что позволяет выявлять эндотелиальные клетки в исследованиях ангиогенеза, передачи сигналов TGF-бета и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого CD105/Endoglin
Примечания/псевдонимы	ENG; END; HHT1; ORW1; endoglin
Вид	человек
GeneID (человек)	2022
GeneID	2022
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26–337 человеческого CD105/Endoglin (NP_001108225.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P17813
Молекулярная масса белка	67 кДа/70 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом