


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd116, Конъюгированное С , Для Проточной Цитометрии - P15509

Артикул: CM0010286



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD116 (альфа-субъединицы рецептора GM-CSF), конъюгированное с , предназначенное для проточной цитометрии. Направлено против CSF2RA, участвующего в пролиферации и дифференцировке гемопоэтических клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело против человеческого CD116
Примечания/Синонимы	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Вид	Человек
ID гена (человек)	1438
ID гена	1438
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 23–320 человеческого CD116 (NP_006131.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15509
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодильный пакет