


Моноклональное Антитело Anti-Human Cd116 Для Проточной Цитометрии — P15509

Артикул: CM0007733



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD116 человека (CSF2RA/GM-CSFR α). Валидировано для проточной цитометрии, подходит для изучения пролиферации и дифференцировки гемопоэтических клеток. SWISS: P15509.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое моноклональное антитело к CD116
Примечания/псевдонимы	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
Вид	Человек
GeneID (человек)	1438
GeneID	1438
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–320 человеческого CD116 (NP_006131.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P15509
Молекулярная масса белка	26 кДа/31 кДа/38 кДа/43 кДа/46 кДа/49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом