


Моноклональное Антитело Anti-Human Cd117/C-Kit Для Проточной Цитометрии - P10721

Артикул: CM0012391



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD117/c-Kit, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований гемопоэтических стволовых клеток и тучных клеток, а также для онкологических применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	кроличье антитело против человеческого CD117/c-Kit, mAb
Примечания/синонимы	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Вид	Человек
GeneID (человек)	3815
GeneID	3815
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-520 человеческого CD117/c-Kit (NP_000213.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P10721
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом