

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd11b Для Проточной Цитометрии - P11215

Артикул: CM0008115



введение

Мышиное моноклональное антитело против человеческого CD11b (Интегрин альфа-M, Mac-1), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения функций рецептора комплемента, адгезии нейтрофилов и биологии моноцитов/макрофагов. SWISS: P11215.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное антитело против человеческого CD11b (mAb)
Примечания/Псевдонимы	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Вид	Человек
GeneID (человек)	3684
GeneID	3684
Иммуноген	Синтетический пептид (синтезированный пептид, полученный из человеческого CD11b)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11215
Молекулярный вес белка	127 кДа
Транспортировка	С ледяным пакетом