


Моноклональное Антитело Anti-Human Cd123 (IL3Rα) Для Проточной Цитометрии - P26951

Артикул: CM0009158



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD123, альфа-субъединицы рецептора IL-3. Валидировано для проточной цитометрии, подходит для изучения гемопоэтических клеток-предшественников и сигналинга IL-3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD123 mAb
Примечания/Псевдоним	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3563
GeneID	3563
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26951
Молекулярный вес белка	43 kDa
Доставка	Сумка со льдом