

Моноклональное Антитело Против Cd124/Il-4Rα Человека Для Fc — P24394

Артикул: CM0010477



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело , конъюгированное с флуорофором, направленное против CD124/IL-4Rα человека. Для исследований методом проточной цитометрии сигнального пути IL-4/IL-13, дифференцировки Th2 и аллергического воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье мАб против CD124/IL-4Rα человека
Примечания/синонимы	CD124; IL4RA; IL-4RA
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3566
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–232 человеческого CD124/IL-4Rα (NP_000409.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P24394
Молекулярная масса белка	26 кДа/88 кДа/90 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом