

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd124/IL-4Rα Для Проточной Цитометрии - P24394

Артикул: CM0011802



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD124/IL-4Rα, валидировано для проточной цитометрии. Подходит для обнаружения альфа-субъединицы рецептора IL-4 в активированных Т-клетках и исследованиях аллергического воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD124/IL-4Rα
Примечания/Альтернативные названия	CD124; IL4RA; IL-4RA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3566
GeneID	3566
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-232 человеческого CD124/IL-4Rα (NP_000409.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P24394
Молекулярная масса белка	26кДа/88кДа/90кДа
Условия доставки	В пакете со льдом