


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd134/Ox40 (Pe) Для Проточной Цитометрии - P43489

Артикул: CM0012560



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD134/OX40, валидированное для проточной цитометрии. Этот костимулирующий рецептор является ключевым для исследований иммунитета Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Human CD134/OX40 mAb
Примечания/Псевдоним	OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L
Вид	Человек
GeneID	7293
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-216 человеческого CD134/OX40 (NP_003318.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43489
Молекулярный вес белка	29kDa
Доставка	Сумка со льдом