

Моноклональное Антитело К Cd138 Человека, Конъюгированное С Ре, Для Проточной Цитометрии - P18827

Артикул: CM0011867



введение

Кроличье моноклональное антитело к CD138/синдекану-1 человека, конъюгированное с РЕ, подходящее для проточной цитометрии (FC). Предназначено для исследовательских целей в области онкологии и иммунологии, включая биологию экзосом и анализ протеогликанов клеточной поверхности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к CD138 человека
Примечания/Синонимы	SDC; CD138; SYND1; синдекан
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6382
Идентификатор гена	6382
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-251 CD138/синдекана-1 человека (NP_002988.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18827
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет