

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd138/Синдекана-1 (Конъюгат) Для Проточной Цитометрии - P18827

Артикул: CM0009925



введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD138/Синдекан-1 (SWISS: P18827). Валидировано для проточной цитометрии (FC), подходит для изучения клеточных поверхностных протеогликанов в биологии экзосом и мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-Человеческий CD138/Синдекан-1 mAb
Примечания/Альтернативные названия	SDC; CD138; SYND1; синдекан
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6382
ID гена	6382
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-251 человеческого CD138/Синдекана-1 (NP_002988.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18827
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом