

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Human Cd138/Syndecan-1 Для Проточной Цитометрии - P18827

Артикул: CM0012725



введение

Конъюгированное с красителем моноклональное кроличье антитело к человеческому CD138/Syndecan-1 для прямого детектирования методом проточной цитометрии. Направлено на протеогликан клеточной поверхности, участвующий в биогенезе экзосом и взаимодействиях клетки с внеклеточным матриксом. Валидировано на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD138/Syndecan-1, мкА
Примечания/Альтернативные названия	SDC, CD138, SYND1, syndecan
Вид реагирования	Человек
GeneID	6382 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 23 по 251 человеческого CD138/Syndecan-1 (NP_002988.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18827
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	В ледяной упаковке