

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd140B/Pdgfrβ Для Проточной Цитометрии - P09619

Артикул: CM0005939



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD140b/PDGFR β , валидированное для проточной цитометрии. Инструмент для исследования сигналинга PDGF-рецептора, сосудистого развития и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD140b/PDGFR β mAb
Примечания/Псевдоним	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; бета-рецептор тромбоцитарного фактора роста
Вид	Человек
GeneID	5159
Иммуноген	Рекомбинантный белок - Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-530 человеческого CD140b/PDGFR β (NP_002600.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09619
Молекулярный вес белка	37 кДа / 123 кДа
Доставка	Сумка со льдом