


Моноклональное Антитело Против Человеческого
Cd141/Тромбомодулина Для Проточной Цитометрии —
P07204

Артикул: CM0010263



введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD141/тромбомодулина, валидированное для проточной цитометрии. Распознаёт рецептор эндотелиальных клеток, участвующий в свёртывании крови и воспалении. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье антитело против человеческого CD141/тромбомодулина, МАТ
Примечания/синонимы	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THRH12
Вид	Человек
GeneID (человек)	7056
GeneID	7056
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-515 человеческого CD141/тромбомодулина (NP_000352.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P07204
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом