


Моноклональные Антитела Anti-Human Cd146 () Для Проточной Цитометрии - P43121

Артикул: CM0009829



введение

Кроличьи моноклональные антитела к CD146, конъюгированные с , для обнаружения человеческого CD146/MUC18 методом проточной цитометрии в исследованиях эндотелия и меланомы. Пригодно для поставки сырья для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD146 mAb
Примечания/Псевдонимы	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Вид	Человек
ID гена	4162
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43121
Молекулярный вес белка	72кДа
Доставка	В ледяном пакете