

Моноклональное Антитело Против Cd150/Slam Человека () Для Проточной Цитометрии — Q13291

Артикул: CM0012259



введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD150/SLAM (SLAMF1), для проточной цитометрии. Подходит для изучения сигнализации иммунной системы, опосредованной SLAM, активации Т- и В-лимфоцитов и взаимодействия с рецептором вируса кори.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD150/SLAM, мКл
Примечания/Альтернативные названия	SLAM; CD150; CDw150
Вид	Человек
ID гена	6504
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 21-237 человеческого CD150 (NP_003028.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13291
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	С ледяным пакетом