

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd152/Ctla-4 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) - P16410

Артикул: CM0005796



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD152/CTLA-4 для внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra). Нацелено на ингибирующий T-клеточный рецептор CTLA-4, валидировано для образцов человека. Идеально подходит для исследований в области IVD и иммунноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD152/CTLA-4 mAb
Примечания/Псевдоним	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1493
GeneID	1493
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 37-162 человеческого CD152/CTLA-4 (NP_005205.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16410
Молекулярный вес белка	6 кДа/8 кДа/19 кДа/24 кДа
Доставка	Сумка со льдом