

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd153 Для Проточной Цитометрии - P32971

Артикул: CM0010742

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, распознающее человеческий CD153 (лиганд CD30). Валидировано для проточной цитометрии; подходит для изучения опосредованной CD30/CD153 пролиферации Т-клеток и иммунных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого CD153
Примечания/Псевдоним	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	944
ID гена	944
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 63-234 человеческого CD153 (NP_001235.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32971
Молекулярная масса белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом