

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd158 (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5) Для Проточной Цитометрии — Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

Артикул: CM0010052

введение

Конъюгированное с флуорофором кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5). Валидировано для проточной цитометрии, позволяет проводить профилирование рецепторов NK-клеток и исследования иммунофенотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5), мкА
Примечания/псевдонимы	NKAT9; CD158G; CD158A; NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
Вид	Человек
ID гена (человек)	3810/3808/3806/3802/100132285
ID гена	3810/3808/3806/3802/100132285
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 22-245 человеческого CD158 (NP_055327.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодильный пакет