

Моноклональное Антитело Против Cd158A/Kir2Dl1 Человека () Для Проточной Цитометрии — P43626

Артикул: CM0010660



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на человеческий CD158a/KIR2DL1 (p58.1, NKAT1). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Используется в исследованиях ингибирования НК-клеток, иммунных контрольных точек и сигнализации через рецепторы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело против CD158a/KIR2DL1 человека
Примечания/Алиасы	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Вид	Человек
Идентификатор гена	3802
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 22–245 человеческого CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43626
Молекулярная масса белка	38 кДа/41 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумулятором холода