

## Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd15/Ssea-1 Для Проточной Цитометрии - P22083

Артикул: CM0008097

### введение

Мышиное моноклональное антитело против человеческого CD15/SSEA-1 для проточной цитометрии. Распознает антиген Льюиса X (CD15) на клетках человека; молекулярный вес белка ~59 кДа. Подходит для исследований иммунофенотипирования лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Мышиное моноклональное антитело против человеческого CD15/SSEA-1                      |
| Примечания/Псевдоним      | LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV                                        |
| Вид                       | Человек                                                                               |
| ID гена (Человек)         | 2526                                                                                  |
| ID гена                   | 2526                                                                                  |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтезированный пептид, полученный из человеческого CD15/SSEA-1. |
| Источник                  | Мышь                                                                                  |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                               |
| Применение                | FC                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                               |
| SWISS                     | P22083                                                                                |
| Молекулярный вес белка    | 59 кДа                                                                                |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                        |