


Моноклональное Антитело К Человеческому Cd166/Alcam Для Проточной Цитометрии — Q13740

Артикул: CM0009061



введение

Конъюгированное с флуорофором кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD166/ALCAM (SWISS: Q13740), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунологических исследований, посвященных активации Т-клеток, клеточной адгезии и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое моноклональное антитело к CD166/ALCAM
Примечания/Альтернативные названия	MEMD; CD166
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	214
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 28-526 человеческого CD166/ALCAM (NP_001618.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13740
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом