


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd166/Alcam Для Проточной Цитометрии - Q13740

Артикул: CM0011733



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD166/ALCAM, валидированное для проточной цитометрии (FC). Реагирует с человеком. Рекомбинантный иммуноген. Распознает ALCAM/CD166, маркер активации Т-клеток и стволовых клеток. Идеально подходит для изучения адгезии иммунных клеток и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD166/ALCAM mAb
Примечания/Псевдоним	MEMD; CD166
Вид	Человек
GeneID (Человек)	214
GeneID	214
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-526 человеческого CD166/ALCAM (NP_001618.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13740
Молекулярный вес белка	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Доставка	Сумный лед