


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd170/Siglec-5 Для Проточной Цитометрии - O15389

Артикул: CM0011323



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD170/Siglec-5, конъюгированное с ABflo 594, предназначено для проточной цитометрии. Специфически связывается с CD170 на миелоидных клетках, что позволяет проводить иммунофенотипирование и исследования связывания сиаловой кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD170/Siglec-5, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Вид	Человек
ID гена (человек)	8778
ID гена	8778
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 17-434 человеческого CD170/Siglec-5 (NP_003821.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15389
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	С холодоэлементом