

Моноклональное Антитело Против Человеческого CD172A/Sirpα Для Проточной Цитометрии - P78324

Артикул: CM0008744



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD172a/SIRPα для проточной цитометрии. Валидировано для перекрестной реактивности с человеком, нацелено на белок SIRPα массой 55 кДа, Swiss-Prot P78324.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт против человеческого CD172a/SIRPα
Примечания/Псевдонимы	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	140885
ID гена	140885
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-370 человеческого CD172a/SIRPα (NP_542970.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78324
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Сумка со льдом