

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd172B (Sirp-Бета-1) Для Проточной Цитометрии — 000241

Артикул: CM0010049



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD172b, специфичное к человеческому CD172b, валидированное для проточной цитометрии (FC). Подходит для исследований активации миелоидных клеток и негативной регуляции сигнальных процессов, сопряжённых с рецепторными тирозинкиназами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело против человеческого CD172b, мАТ
Примечания/псевдоним	CD172b; SIRP-BETA-1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10326
Идентификатор гена	10326
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-371 человеческого CD172b (NP_006056.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O00241
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом