

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd177 Для Проточной Цитометрии - Q8N6Q3

Артикул: CM0011199

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD177 (HNA-2a, PRV-1). Валидировано для проточной цитометрии (FC) со специфичностью к человеку. Идеально для анализа субпопуляций нейтрофилов в исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD177
Примечания/Альтернативные названия	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; антиген CD177
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57126
GeneID	57126
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-407 человеческого CD177 (NP_065139.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N6Q3
Молекулярная масса белка	15 кДа/27 кДа/46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом