

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd1c Для Проточной Цитометрии - P29017

Артикул: CM0011374



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD1c, для проточной цитометрии. Распознает молекулу, представляющую липидные антигены, экспрессируемую на тимоцитах и при Т-клеточных лейкозах. Валидировано на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого CD1c
Примечания/Псевдоним	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	911
GeneID	911
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-298 человеческого CD1c (NP_001756.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29017
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом