

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd2 () Для Проточной Цитометрии - P06729

Артикул: CM0010788



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD2 для проточной цитометрии. Обнаруживает поверхностный антиген Т-клеток CD2 (LFA-2, T11) на Т-клетках и NK-клетках. Swiss-Prot P06729.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD2 мАт
Примечания/Псевдонимы	T11; SRBC; LFA-2
Вид	Человек
ID гена	914
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-209 человеческого CD2 (NP_001758.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06729
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Ледяной пакет