

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd2 () Для Проточной Цитометрии - P06729

Артикул: CM0010716



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD2, оптимизированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения адгезии и активации Т-клеток, а также для иммунофенотипирования. Валидировано для реагирования с человеческими антигенами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого CD2
Альтернативное название	T11, SRBC, LFA-2
Вид	Человек
ID гена	914
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-209 человеческого CD2 (NP_001758.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06729
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом