


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd201/Epcr Для Проточной Цитометрии - Q9Unn8

Артикул: CM0010208



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD201/EPCR (эндотелиального рецептора белка C), для проточной цитометрии. Подходит для исследования пути белка C в процессах свертывания крови и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD201/EPCR mAb
Примечания/Псевдоним	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; рецептор белка C
Вид	Человек
ID гена	10544
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-210 человеческого CD201/EPCR (NP_006395.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UNN8
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом