

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd225/Ifitm1 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточной) — P13164

Артикул: CM0008203

введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD225/IFITM1, конъюгированное с и валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Этот индуцируемый интерфероном трансмембранный белок ограничивает проникновение вирусов и сверхэкспрессируется при множественных типах рака. Идеально подходит для исследований противовирусных механизмов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD225/IFITM1
Примечания/синонимы	IFITM1; 9-27; CD225; DSPA2a; IFI17; LEU13; индуцируемый интерфероном трансмембранный белок 1
Вид	человек
GeneID	8519
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–80 человеческого CD225/IFITM1 (NP_003632.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P13164
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом