

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd225/Ifitm1 () Для Иф/Ицц И Проточной Цитометрии - P13164

Артикул: CM0010811

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD225/IFITM1, валидированное для иммунофлуоресценции и внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для исследований в области вирусологии и онкологии; обнаруживает белок массой 14 кДа (P13164).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого CD225/IFITM1
Примечания/Псевдоним	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
Вид	Человек
GeneID	8519
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность в пределах аминокислот 1-80 человеческого CD225/IFITM1 (NP_003632.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦЦ, ПЦ (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13164
Молекулярный вес белка	14 кДа
Доставка	С ледяным пакетом