


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd226/Dnam-1 Для Проточной Цитометрии - Q15762

Артикул: CM0004690



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD226/DNAM-1 (DNAM-1), валидировано для проточной цитометрии. Иммуноген охватывает внеклеточный домен (аа 19-247). Перекрестно реагирует с человеком. Идеально для изучения адгезии иммунных клеток и цитотоксичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-Человеческий CD226/DNAM-1 mAb
Примечания/Альтернативные названия	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10666
GeneID	10666
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-247 человеческого CD226/DNAM-1 (NP_006557.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15762
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом