

Моноклональное Антитело Anti-Human Cd239/Vcam () Для Проточной Цитометрии — P50895

Артикул: CM0012086



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD239/VCAM, конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии. Мишень представляет собой молекулу клеточной адгезии, участвующую в миграции и инвазии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое моноклональное антитело к CD239/VCAM
Примечания/синоним	VCAM
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4059
Идентификатор гена	4059
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32–547 человеческого CD239/VCAM (NP_005572.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P50895
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом