

Моноклональное Антитело Anti-Human Cd24 () Для If/Icc И Fc — P25063

Артикул: CM0009274

введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD24, подходящее для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Нацелено на гликопротеин, закреплённый посредством GPI-якоря и участвующий в активации и дифференцировке В-клеток, а также в иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое МАб к CD24
Примечания/синоним	CD24A; CD24
Вид	Человек
GeneID (человек)	100133941
GeneID	100133941
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–80 человеческого CD24 (NP_037362.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P25063
Молекулярная масса белка	8 кДа; 13 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом