

Моноклональное Антитело К Cd244/2B4 Человека Для Проточной Цитометрии - Q9Bzw8

Артикул: CM0009759

введение

Кролиچه моноклональное антитело к CD244/2B4 человека, конъюгированное с . Предназначено для проточной цитометрии, антитело нацелено на рецептор семейства SLAM — CD244, экспрессируемый на NK- и Т-клетках. UniProt Q9BZW8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиچه моноклональное антитело к CD244/2B4 человека
Примечания/Синонимы	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; молекула CD244
Вид	Человек
GeneID	51744
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 22-221 CD244/2B4 человека (NP_001160135.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZW8
Молекулярная масса белка	30 кДа/36 кДа/41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом