

Моноклональное Антитело К Cd27 Человека Для Проточной Цитометрии - P26842

Артикул: CM0007791



введение

Кроличье моноклональное антитело к CD27 человека, конъюгированное с , для детекции CD27 человека методом проточной цитометрии (FC). CD27 — антиген активации Т-клеток и рецептор иммунных контрольных точек. Мишень: внеклеточный домен (а.о. 21-192). 29 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD27 человека
Примечания/Синонимы	T14; S152; Trp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	939
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-192 CD27 человека (NP_001233.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26842
Молекулярная масса	29 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет