


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd271/Ngfr Для Проточной Цитометрии - P08138

Артикул: CM0008067



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , специфически распознающее человеческий CD271/NGFR (p75NTR). Валидировано для проточной цитометрии, подходит для обнаружения экспрессии нейротрофинового рецептора в исследованиях нейрональных и иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого CD271/NGFR
Примечания/Псевдоним	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4804
GeneID	4804
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-250 человеческого CD271/NGFR (NP_002498.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08138
Молекулярный вес белка	35кДа/45кДа
Доставка	Сумка со льдом