

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd271/Ngfr () Для Проточной Цитометрии - P08138

Артикул: CM0010960



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD271/NGFR для проточной цитометрии. Реагирует с человеческим; обнаруживает рецептор фактора роста нервов низкого сродства p75NTR, участвующий в развитии нейронов, апоптозе и циркадных ритмах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против человеческого CD271/NGFR
Примечания/Псевдоним	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4804
ID гена	4804
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-250 человеческого CD271/NGFR (NP_002498.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08138
Молекулярная масса белка	35кДа/45кДа
Доставка	Сумка со льдом