

Моноклональное Антитело Anti-Human Cd3 (Cd3E) Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0004108

введение

Мышьиное моноклональное антитело anti-Human CD3 для проточной цитометрии (FC). Нацелено на эпсилон-цепь человеческого CD3 (CD3E), ключевую субъединицу комплекса Т-клеточного рецептора-CD3, необходимую для адаптивного иммунитета. Подходит для образцов человека. P07766.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Mouse anti-Human CD3 mAb
Примечания/Псевдоним	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
GeneID (Человек)	916
GeneID	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD3 человека
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23кДа
Доставка	С ледяным пакетом