

Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd3 Эпсилон Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0008985



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD3 эпсилон, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на эпсилон-цепь CD3 человека (23 кДа), часть TCR-CD3 комплекса, необходимого для активации и развития Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое CD3 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Т3Е; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
GeneID (Человек)	916
GeneID	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-126 человеческого CD3 (NP_000724.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом