


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd30 (Tnfrsf8) () Для Проточной Цитометрии - P28908

Артикул: CM0009999



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD30 (TNFRSF8), конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии для обнаружения рецептора CD30, участвующего в росте и трансформации лимфобластов. Идеально подходит для исследований в области иммуноонкологии и лимфом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Rabbit anti-Human CD30 mAb
Примечания/Псевдоним	TNFRSF8; CD30; D1S166E; Ki-1; член 8 суперсемейства рецепторов фактора некроза опухоли
Вид	Человек
Идентификатор гена (GenelD)	943
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-379 человеческого CD30 (NP_001234.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28908
Молекулярный вес белка	14 кДа/50 кДа/63 кДа
Доставка	Сумка со льдом